

# TOKUYAMA UNIVERSAL BOND

- Kaikkiin suoriin ja epäsuoriin tekniikoihin
- Sopii käytettäväksi itse-etsaus-, total-etch ja selektiivisen kiille-etsauksen tekniikoissa
- Yhteensopiva valokovetteisten, kemiallisesti kovettuvien ja kaksoiskovetteisten materiaalien kanssa
- Ei valokovetusta
- pH 2,2
- Ei erillistä primeria keramialle
- Ohut filmin paksuus 5-10 µm takaa esteettisen lopputuloksen
- n. 250 applikaatiota / A+B

**EI ODOTUSTA –  
EI VALOTUSTA**

- 1 Kaikkiin toimenpiteisiin**
- 2 Kaikille tekniikoille**
- 3 Kaikille materiaaleille**

## TOKUYAMA UNIVERSAL BOND KIT

- Universal Bond A 5 ml  
Universal Bond B 5 ml
- Sekoituskuppi  
5 x kertakäyttöinen  
sekoituskuppi
- 25 x applikaattori

TIL.NRO 109120

**110 e**



## TOKUYAMA UNIVERSAL BOND A 5 ml

TIL.NRO 109121

**45 e**



## TOKUYAMA UNIVERSAL BOND B 5 ml

TIL.NRO 109122

**45 e**



Hinnat sis. alv.

## TARJOUS!

Osta **2 x Universal Bond Kit**, saat universaalin **OMNICHROMA-yhdistelmämuovin** veloituksen. Ruisku 4 g tai PLT 20 x 0,2 g.




## Uusi verkkokauppa!

**shop.dentalsystems.fi**

- Kaikille avoin verkkokauppa, tarviket käyttäjätunnuksen vain tilaamiseen.
- Enemmän kuvia ja tuotetietoa.
- Esite, käyttöohje ja käyttöturvatiedote samalla tuotekortilla.

Pyydä tunnus uuteen kauppaan osoitteesta **verkkokauppa@dentalsystems.fi**. Kerro viestissä vastaanoton nimi/asiakasnumero.



**Tarjoukset voimassa 30.9.2019 asti**

**Tilaukset:** p. 020 177 2300,

info@dentalsystems.fi, shop.dentalsystems.fi

## Ominaisuudet ja edut:

- kaviteetin täyttö yhdessä erässä – kerrostamista ei tarvita
- rajoittamaton kovettumissyvyys varmistaa täydellisen kovettumisen syvissäkin kaviteeteissa
- ei erillistä pintamateriaalia

Bulk EZ A2 2 x 6 g + 12 kpl  
Til.nro 103002

Bulk EZ A3 2 x 6 g + 12 kpl  
Til.nro 103003

99 e



## F-Splint -kuitunauhalujitteet

Esikäsitelty, heti käyttövalmis

## F-Splint-Aid&Slim

kuitunauha pullossa

- Helppokäyttöinen ja nopea
- Säilytys huoneenlämmössä
- Käytännölliset Clip&Splint kuitupidikkeet



## F-Splint | Erityisominaisuudet

- Tieteellisesti ja kliinisesti testattu menetelmä
- Esikäsitelty, heti käyttövalmis lasikuitunauha
- Uudelleensuljettava valolta suojattu pakkaus
- Säilytys huoneenlämmössä
- Erinomainen esteettinen lopputulos

Autoklavoitavat Clip&Splint -kuitupidikkeet helpottavat ja nopeuttavat työskentelyä merkittävästi.



F-Splint-Aid 4 mm, 12 cm, 105 e  
5 kpl kuitupidike | Til.nro 175512

F-Splint-Aid Slim 2 mm, 12 cm, 105 e  
5 kpl kuitupidike | Til.nro 175513

Clip & Splint Kuitupidikkeet, 75 e  
30 kpl | Til.nro 116548



## Hyvinvointia ja tehokkuutta työskentelyyn ErgoFinger® imukärjellä

Sormeen kiinnitettävä ErgoFinger®-imukärki helpottaa suunhoidon ammattilaisen ergonomiaa ja parantaa potilastyytyväisyyttä.

- Mahdollistaa luonnolliset ja ergonomiset työasennot.
- 360° kääntyvän kärkiosan ja pituudensäätöominaisuuden avulla kärki voidaan kohdistaa tarkasti työskentelyalueelle.
- Kärjessä olevat ilma-aukot ehkäisevät kärjen takertumisen limakalvoihin.
- Tehokas nesteen poisto ja hyvä näkyvyys työskentelyalueelle – erinomainen jauhepuhdistimien ja ultraäänilaitteiden kanssa.
- Potilasystävällinen muotoilu ja imukärjen pehmeä materiaali takaavat hellävaraisen tunteen potilaan limakalvoille.
- Kertakäyttöisyys varmistaa potilasturvallisuuden

257000 Tehoimukärki ErgoFinger S-M, 50 kpl  
257001 Tehoimukärki ErgoFinger L-XL, 50 kpl

48,36 e

### TARJOUS 3 + 1

Osta 3 laatikkoa ErgoFinger-tehoimukärkiä (á 50 kpl), saat lisäksi yhden laatikon veloitusetta.

Uutuus!

## IrriFlex®



### Juurikanavan huuhteluneula

- Yksittäin pakattu
- ISO 7-sertifikaatti
- Kertakäyttöinen, ei voi steriloida
- Sopii kaikkiin Luer-Lock-kiinnitteisiin ruiskuihin. Pituus 27 mm. Syvyyserkinnät 18, 19, 20 ja 22 mm. Koko kärjestä 0,3 mm (30 G) ja Taper 0.04.
- Joustava – valmistettu pehmeästä polypropyeenistä. Voidaan esitaivuttaa.
- Tehokas – patentoitu Irriflex-muotoilu. 2-puoleiset huuhtelureiät. Voimakas lateraalinen huuhtelu ja kapeneva muoto poistaa hyvin jäämät kanavasta.
- Käyttäjäturvallinen läpinäkyvä neula

Til.nro 132300 40 kpl

65 e



## Crème Protectrice | Käsivoide

Ihoa suojaava käsivoide. Sisältää luonnon omia kosteutta sitovia ja suojaavia raaka-aineita kuten glyseriiniä ja voipuun voita (shea butter).

Voiteen koostumus ei ole liian rasvainen. Imeytyy ihoon ja vaikuttaa nopeasti. Suojaa ihoa 3-4 tunnin ajan 5-6 pesun kuivattavalta vaikutukselta. Mieto kuusaman tuoksu. pH 6,5.



Tuubi 100 ml  
Til.nro 335112

4 e

Pumppupullo 500 ml  
Til.nro 335115

10 e



# DS-instrumentit

DS-tuotesarjasta löydät mm. laadukkaat käsi-instrumentit, atulat, pihdit, kirurgiset instrumentit ja instrumenttikasetit.

**Instrumenttikatalogin löydät kotisivuiltamme** [www.dentalsystems.fi](http://www.dentalsystems.fi) > Tuotteet > Tuotekuvastot

## TARJOUS!

Silikoni-instrumentit

8,50 e

Muut DS-instrumentit

3 + 1

**Edullisin veloitusetta**



## TARJOUS!

**Osta 2 x 5 l** Unisepta Plus, Unisepta Foam 2, Vacucid 2, Micro10 + tai Micro 10 Enzyme, saat **toisen pakkauksen -50 %** sekä **veloituksetta Unisepta Foam 2 Wipes 100 kpl.**



**Veloituksetta!**



**Pintadesinfektio Unisepta Plus, 5 l**

Til.nro 331103

**Pintadesinfektio alkoholiton Unisepta Foam 2, 5 l**

Til.nro 331116

**Imunpuhdistus ja desinfektioaine Vacucid 2, 5 l**

+ pumppu

Til.nro 333411

**Liotusdesinfektio Unident Micro 10+, 5 l**

+ annostelupumppu

Til.nro 332142

**Liotusdesinfektio Unident Micro 10 Enzyme 2, 5 l**

Til.nro 332088

Hinnat sis. alv.

**Tarjoukset voimassa 30.9.2019 asti**

**Tilaukset:** p. 020 177 2300,  
[info@dentalsystems.fi](mailto:info@dentalsystems.fi), [shop.dentalsystems.fi](http://shop.dentalsystems.fi)

**Uusi verkkokauppa!**  
[shop.dentalsystems.fi](http://shop.dentalsystems.fi)



Puh. 020 177 2300  
[info@dentalsystems.fi](mailto:info@dentalsystems.fi)  
[www.dentalsystems.fi](http://www.dentalsystems.fi)

Niittyänpolku 16  
00620 Helsinki



- Parhaat vaihtotarjoukset
- Kiinteät huoltohinnat

## Hyödynnä mahtavat vaihtotarjoukset

### Vaihda mikä tahansa sininen kulmakappale

(esim. KaVo®, W&H®, Dentsply Sirona®) uuteen **NSK M25L**

kulmakappaleeseen hintaan **359,55 e** (289,96 e alv 0 %). Takuu 24 kk.

### Vaihda mikä tahansa punainen kulmakappale

(esim. KaVo®, W&H®, Dentsply Sirona®) uuteen **NSK M95L**

kulmakappaleeseen hintaan **489,75 e** (394,96 e alv 0 %). Takuu 24 kk.

### Vaihda mikä tahansa valoturbiini uuteen **NSK M600KL**

valoturbiiniin (ilmoita liittintyyppi tilatessa) hintaan **371,31 e**

(299,44 e alv 0 %). Takuu 24 kk.

### **Uutta!** Vaihda mikä tahansa valosondi uuteen **NSK ISO E-LUX**

mikromoottoriin liitettävään valosondiin hintaan **260 e** (209,68 e alv 0 %). Takuu 24 kk.



## **Uutta!** Huollata käsikappaleesi kiinteillä hinnoilla

**Kiinteät perushuoltohinnat** Huollamme yleisimmät käsi- ja turbiinikappaleet (NSK®, KaVo®, W&H®, Luzzani®) kiinteillä perushuoltohinnoilla. Huolletuille instrumenteille myönnämme 6-12 kk:n takuun. Huollamme instrumentit nopeasti, usein jo samana päivänä lähetyksen saavuttua meille, jos kustannusarviota ei ole toivottu. Olemme aina yhteydessä asiakkaaseen, jos korjaus ylittää perushinnan tai kunto muuten huono (vaihtotarve).

### Hintaesimerkkejä perushuollosta:

**NSK M25L** 1:1 sininen kulmakappale valollinen **192 e** (154,84 e alv 0 %). Takuu 12 kk.

**NSK M95L** 1:5 punainen kulmakappale valollinen **225,65 e** (181,98 e alv 0 %). Takuu 12 kk.

**NSK M600KL** valoturbiini, KaVo Multiflex-liitintä **200,95 e** (162,06 e alv 0 %). Takuu 12 kk.

**KaVo 2068LHC, 20LH, 20LN, 20LP** 1:1 sininen kulmakappale valollinen **150 e** (120,97 e alv 0 %). Takuu 6 kk.

**KaVo 660B/655B SUPERtorque**-valoturbiini, KaVo Multiflex-liitintä **310 e** (250 e alv 0 %). Takuu 6 kk.

### Lähetä instrumentit meille kätevästi huoltopussissa!

Tilaa ilmainen huoltopussi [huolto@dentalsystems.fi](mailto:huolto@dentalsystems.fi).

## TARJOUS!

### Uusi Luzzani-kolmitoimiruiskun kuori + adapteri kertakäyttökärjille

(Minilight tai Minimate)

Tarjous sisältää adapterin vaihtotyön.



160 e

## TARJOUS!

### Perushuolto Luzzani- kolmitoimiruiskun kuorelle

(Minilight tai Minimate)



53,19 e

## TARJOUS!

### Adapteri

Til.nro 707550 Adapteri kertakäyttökärjille  
Luzzani Minilight ruiskuun 1 kpl

99,90 e



## TARJOUS 3 + 1

### Kertakäyttöinen kolmi- toimiruiskun kärki 250 kpl

Til.nro 707523 Lyhyt 55 mm, valkoinen, 250 kpl  
Til.nro 707520 Lyhyt 55 mm, värilajitelma, 250 kpl  
Til.nro 707524 Pitkä 75 mm, värilajitelma, 250 kpl



Osta 3 pakkausta kolmitoimiruiskun  
kärkiä (á 250 kpl), saat lisäksi yhden  
pakkauksen veloituksetta.

45 e

Hinnat sis. alv.

## KYSY LISÄÄ!

**Pienlaite- ja käsikappalehuolto:** 020 177 2375, huolto@dentalsystems.fi

**Myynti:** Heikki Nick, 040 138 1394, heikki.nick@dentalsystems.fi

**Asiakaspalvelu:** 020 177 2300, info@dentalsystems.fi

**Tarjoukset voimassa 30.9.2019 asti**

**Tilaukset:** p. 020 177 2300,  
info@dentalsystems.fi, shop.dentalsystems.fi



Puh. 020 177 2300  
info@dentalsystems.fi  
www.dentalsystems.fi

Niittylänpolku 16  
00620 Helsinki