



## Hyvinvointia ja tehokkuutta työskentelyyn ErgoFinger® imukärjellä

Sormeen kiinnitettävä ErgoFinger®-imukärki helpottaa suunhoidon ammattilaisen ergonomiaa ja parantaa potilastyytyvyyttä.

- Mahdollistaa luonnolliset ja ergonomiset työasennot.
- 360° kääntyvän kärkiosan ja pituudensäätöominaisuuden avulla kärki voidaan kohdistaa tarkasti työskentelyalueelle.
- Kärjessä olevat ilma-aukot ehkäisevät kärjen takertumisen limakalvoihin.
- Tehokas nesteiden poisto ja hyvä näkyvyys työskentelyalueelle – erinomainen jauhepuhdistimien ja ultraäänilaitteiden kanssa.
- Potilasystävällinen muotoilu ja imukärjen pehmeä materiaali takaavat hellävaraisen tuntuman potilaan limakalvoille.
- Kertakäyttöisyys varmistaa potilasturvallisuuden

257000 Tehoimukärki ErgoFinger S-M, 50 kpl

257001 Tehoimukärki ErgoFinger L-XL, 50 kpl



Jari Peltomaa  
Suuhygienisti (AMK)  
Säkyllän terveysasema

ErgoFingeristä on monenlaista hyötyä niin potilaalle kuin itselleni toimenpiteissä. ErgoFingerin kanssa oma työasentoni on luonnollisempi ja ergonomisempi, kun kyynärpäät pysyvät oikeaoppisesti lähellä vartaloa. Työskentely on myös rauhallisempaa, kun imua ei tarvitse palauttaa hankalasta työskentelyasennosta takaisin telineeseen niin usein.

ErgoFingerillä on luontevaa työskennellä, koska silloin molemmat kädet saa pidettyä lähellä potilaan päätä ja alaleukaa; näin pään kääntäminen ja alaleuan tukeminen on helppoa ja saatan itse ohjata potilasta kääntämään päätä oikeaan suuntaan riittävän paljon. Koen tämän potilaan turvallisuuden tunnetta lisäävänä seikkana.

ErgoFingerillä on lisäksi helppo siirtää huulia ja limakalvoja ja etenkin suun avauksen ollessa vajaa. Imukärkeä on myös helpompi ohjata suuontelossa. Tuntuma on tarkka ja hellä limakalvoille. Myös suupeilin pitäminen ErgoFingerin kanssa samaan aikaan onnistuu.

Skannaa QR-koodi ja katso video!  
Lisää tuotevideoita: [www.ergomedi.com](http://www.ergomedi.com)

