



Uutuus!

GDS

Silikoniset poratelineet ja blokkimatot

Porateline BurButler

10-paikkainen silikoninen porateline FG- ja W-kiinnitteisille poranterille. Pesu desinfektorissa tai ultraäänilaitteessa. Sterilointi 134 °C.

279192 Porateline BurButler, valkoinen

279194 Porateline BurButler, sininen



25-paikkainen silikoninen porateline FG- ja W-kiinnitteisille poranterille. Pesu desinfektorissa tai ultraäänilaitteessa. Sterilointi 134 °C.

279196 Porateline BurButler, valkoinen

279198 Porateline BurButler, sininen

279200 Porateline BurButler, valkoinen korkea



Blokkimatto BlockButler

100-paikkainen silikoninen blokkimatto CAD/CAM-aihioiden säilyttämiseen. Voidaan kiinnittää myös seinään. Pesu desinfektorissa tai ultraäänilaitteessa. Sterilointi 134 °C.

279205 Blokkimatto BlockButler, harmaa

